

embassy

KINESITHERAPY

チェストII

効果

胸・肩・腕などを


リハビリトレーニングできます。

胸や肩などを鍛えることにより、歩行時に背筋を

伸ばして歩くことができます。また、腰痛や肩こりなどにも効果的です。

使用方法

- 両脚は、必ず床に置いた状態にしましょう。
- 背筋を伸ばし、あごを引き、姿勢を良くしましょう。
- 上半身の反動で運動せず、胸を張りましょう。
- 肘は伸びきらないようにしてください。
- 引きの終わりは、胸より少し手前(5cm~10cm)で止めましょう。
- 押すときに息を吐き、引くときに息を吸いましょう。



鍛えられる部位

大胸筋・三角筋・上腕二頭筋・上腕三頭筋 等



embassy

KINESITHERAPY

アブドミナルII

効果

おなかをリハビリトレーニングできます。


おなかを鍛えることにより、姿勢が安定し、

歩行時に足の運びの安定性が向上します。

また、腹筋を鍛えることで呼吸が深くなり、全身の血液循環や代謝なども改善されます。

使用方法

- 両脚は、必ず床に置いた状態にしましょう。
- 腹筋時、背もたれに背をつけたまま胸を張って体を前方に倒しましょう。
- 腕力で運動するのではなく、腹筋を使いながら背もたれから背中を離さないようにしましょう。



鍛えられる部位

腹筋



embassy

KINESITHERAPY


レッグエクステンションII

効果

太ももの前部をリハビリトレーニングできます。
太ももの前部を鍛えることにより、膝関節の
安定性向上を図り、歩行やイスなどの立ち上がり、
階段などの上り下りをスムーズにします。

使用方法

- 両足首をパッドに入れて、座席横のグリップを握り、
上下に足の曲げ伸ばしを行ってください。
- 上半身を動かさないでください。
(背を反って反動をつけないようにしてください)
- 足を伸ばす動作の最後は、足を伸ばしきらないようにしてください。
- 上げるときに息を吐き、下ろすときに息を吸いましょう。



鍛えられる部位

大腿四頭筋



embassy

KINESITHERAPY

ショルダーII

効果

肩・背中などをリハビリトレーニングできます。


肩を鍛えることにより、筋肉をやわらげる

収縮運動になり、血行がよくなります。

また、肩こりを予防改善します。

使用方法

- 背筋を伸ばし、あごを引き、姿勢を良くしましょう。
- 手首は固定したままで持ち上げます。
- 下ろすときは肩ラインより約10cm上で止めます。
- 手首はバーを握ったときのまま固定して運動しましょう。
- 腕を上げる動作の最後は、
腕を伸ばしきらないようにしてください。



鍛えられる部位

三角筋・背筋上部・上腕二頭筋



embassy

KINESITHERAPY

レッグプレスII

効果

太もも・お尻などをリハビリトレーニングできます。

太ももを鍛えることにより、膝関節の


安定性向上を図り、歩行やイスなどの立ち上がり、階段の上り下りをスムーズにします。

また、お尻も鍛えられるので、歩行時に地面を蹴る力がつくことにより、

スムーズな歩行ができるようになります。

使用方法

- 座席に座り、両手で座席横のグリップを握りましょう。
- 前方板に両足を肩幅に開いて、足の裏全体が板につくように置きましょう。
- 蹴り終わりで、膝を伸ばしきらないようにしてください。
- 背中はおもたれにしっかりつけたまま、脚力で動作しましょう。
- 蹴る時に息を吐きましょう。



鍛えられる部位

大腿四頭筋・大腿二頭筋・大殿筋・腓腹筋 等



embassy

KINESITHERAPY

レッグプレスII(分離式)

効果

太もも・お尻などをリハビリトレーニングできます。


太ももを鍛えることにより、膝関節の安定性

向上を図り、歩行やイスなどの立ち上がり、

階段の上り下りをスムーズにします。また、お尻も鍛えられるので、歩行時に地面を蹴る力がつくことにより、スムーズな歩行ができるようになります。

使用方法

- 座席に座り、両手で座席横のグリップを握りましょう。
- 前方板に両足を肩幅に開いて、足の裏全体が板につくように置きましょう。
- 蹴り終わりで、膝を伸ばしきらないようにしてください。
- 背中はおもたれにしっかりつけたまま、脚力で動作しましょう。
- 蹴る時に息を吐きましょう。



鍛えられる部位

大腿四頭筋・大腿二頭筋・大殿筋・腓腹筋 等



embassy

KINESITHERAPY

レッグプレスDXII

効果

太もも・お尻などをリハビリトレーニングできます。


太ももを鍛えることにより、膝関節の安定性

向上を図り、歩行やイスなどの立ち上がり、

階段の上り下りをスムーズにします。また、お尻も鍛えられるので、歩行時に地面を蹴る力がつくことにより、スムーズな歩行ができるようになります。

使用方法

- 座席に座り、両手で座席横のグリップを握りましょう。
- 前方板に両足を肩幅に開いて、足の裏全体が板につくように置きましょう。
- 蹴り終わりで、膝を伸ばしきらないようにしてください。
- 背中はおもたれにしっかりつけたまま、脚力で動作しましょう。
- 蹴る時に息を吐きましょう。



鍛えられる部位

大腿四頭筋・大腿二頭筋・大殿筋・腓腹筋 等



embassy

KINESITHERAPY

アダクションII


効果

太ももの内側をリハビリトレーニングできます。
太ももの内側を鍛えることにより、片足立ちの
ときにバランスを保つことができます。

また、骨盤を安定させ失禁の予防やO脚の改善にも効果があります。

使用方法

- 座席に座り、両手で座席横のグリップを握りましょう。
- 脚を内側へ閉じます。
- 背中中は背もたれにしっかりつけたまま、脚力で動作しましょう。
- つま先は上向きで動作しましょう。
- 呼吸は自然にしましょう。



鍛えられる部位

恥骨筋・長内転筋・大内殿筋 等



embassy

KINESITHERAPY


アブダクションII

効果

太ももの外側をリハビリトレーニングできます。
太ももの外側を鍛えることにより、歩行時の
左右のふらつきを防止します。また、お尻の
たるみを直すことができ、歩行の安定と失禁などを予防します。

使用方法

- 座席に座り、両手で座席横のグリップを握りましょう。
- 脚を外側へ開きます。
- 背中はおもたれにしっかりつけたまま、脚力で動作しましょう。
- つま先は上向きで動作しましょう。
- 呼吸は自然にしましょう。



鍛えられる部位

中殿筋・小殿筋・大腿筋膜張筋 等



embassy

KINESITHERAPY

チェスト&レッグDXII

効果

腕・肩・腕・太もも・お尻などを
リハビリトレーニングできます。


胸や肩などを鍛えることにより、歩行時に背筋を
伸ばして歩くことができます。また、太ももを鍛えることにより、膝関節の安定性向上を
図り、歩行やイスなどの立ち上がり、階段の上り下りをスムーズにします。

使用方法：脚部運動時

- 座席に座り、両手で座席横のグリップを握りましょう。
- 前方板に両足を肩幅に開いて、足の裏全体が板につくように置きましょう。
- 蹴り終わりで、膝を伸ばしきらないようにしてください。
- 背中は背もたれにしっかりつけたまま、脚力で動作しましょう。
- 蹴る時に息を吐きましょう。

使用方法：腕部運動時

- 両脚は、必ず床に置いた状態にしましょう。
- 背筋を伸ばし、あごを引き、姿勢を良くしましょう。
- 上半身の反動で運動せず、胸を張りましょう。
- 肘は伸びきらないようにしてください。
- 引きの終わりは、胸より少し手前(5cm~10cm)で止めましょう。
- 押すときに息を吐き、引くときに息を吸いましょう。



鍛えられる部位

大胸筋
上腕二頭筋
大腿四頭筋
大腿二頭筋 等

