








TakadaBed パワーリハビリシリーズ 負荷一覧

| 品番・製品名 | 負荷ダイヤル① | 負荷ダイヤル④ | 負荷ダイヤル⑧ |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>TB-781 パワーリハビリLEC</p> | <p>上昇時：約4kg 下降時：約1kg</p> | <p>上昇時：約8kg 下降時：約2kg</p> | <p>上昇時：約16kg 下降時：約6kg</p> |
|  <p>TB-813 パワーリハビリAAD</p> | <p>開脚時：約2kg 閉脚時：約1kg</p> | <p>開脚時：約3kg 閉脚時：約3kg</p> | <p>開脚時：約7kg 閉脚時：約9kg</p> |
|  <p>TB-810 パワーリハビリCPL</p> | <p>上昇(引き)時：約2kg 下降(押し)時：約1kg</p> | <p>上昇(引き)時：約4kg 下降(押し)時：約2kg</p> | <p>上昇(引き)時：約8kg 下降(押し)時：約7kg</p> |
|  <p>TB-814 パワーリハビリSPL</p> | <p>上昇時：約3kg 下降時：約1kg</p> | <p>上昇時：約6kg 下降時：約2kg</p> | <p>上昇時：約14kg 下降時：約7kg</p> |
|  <p>TB-831 パワーリハビリADB</p> | <p>上昇時：約4kg 下降時：約1kg</p> | <p>上昇時：約11kg 下降時：約4kg</p> | <p>上昇時：約26kg 下降時：約12kg</p> |
|  <p>TB-1142 パワーリハビリRTS</p> | <p>左回転時：約1kg 右回転時：約1kg</p> | <p>左回転時：約5kg 右回転時：約5kg</p> | <p>左回転時：約15kg 右回転時：約12kg</p> |
|  <p>TB-781 パワーリハビリSUD</p> | <p>上昇時：約8kg 下降時：約1kg</p> | <p>上昇時：約15kg 下降時：約2kg</p> | <p>上昇時：約32kg 下降時：約9kg</p> |

※フォースゲージにて検証した負荷数値は、運動速度や使用環境(気温等)によって異なります。(2017.04.07測定・許容範囲±10%)