

embassy パワーリハビリシリーズ 負荷一覧

品番・製品名	負荷ダイヤル①	負荷ダイヤル④	負荷ダイヤル⑧
 <p>TB-781 パワーリハビリLEC</p>	<p>上昇時：約7kg 下降時：約5kg</p>	<p>上昇時：約12kg 下降時：約7kg</p>	<p>上昇時：約21kg 下降時：約14kg</p>
 <p>TB-813 パワーリハビリAAD</p>	<p>開脚時：約5kg 閉脚時：約3kg</p>	<p>開脚時：約8kg 閉脚時：約8kg</p>	<p>開脚時：約12kg 閉脚時：約12kg</p>
 <p>TB-810 パワーリハビリCPL</p>	<p>上昇(引き)時：約3kg 下降(押し)時：約2kg</p>	<p>上昇(引き)時：約6kg 下降(押し)時：約5kg</p>	<p>上昇(引き)時：約10kg 下降(押し)時：約10kg</p>
 <p>TB-814 パワーリハビリSPL</p>	<p>上昇時：約5kg 下降時：約2kg</p>	<p>上昇時：約8kg 下降時：約4kg</p>	<p>上昇時：約13kg 下降時：約8kg</p>
 <p>TB-831 パワーリハビリADB</p>	<p>上昇時：約6kg 下降時：約3kg</p>	<p>上昇時：約12kg 下降時：約9kg</p>	<p>上昇時：約21kg 下降時：約13kg</p>
 <p>TB-1142 パワーリハビリRTS</p>	<p>左回転時：約2kg 右回転時：約2kg</p>	<p>左回転時：約4kg 右回転時：約3kg</p>	<p>左回転時：約12kg 右回転時：約9kg</p>
 <p>TB-781 パワーリハビリSUD</p>	<p>上昇時：約6kg 下降時：約5kg</p>	<p>上昇時：約11kg 下降時：約7kg</p>	<p>上昇時：約19kg 下降時：約14kg</p>

※ばねはかりにて検証した負荷数値は、運動速度や使用環境(気温等)によって異なります。(常温20°にて測定)