

まごころ推薦品



TakadaBed

983

「まごころ」を True Heart お届けしたい!



使用例▶

カールベンチ
TB-1252 ¥120,000 (税別)

NEW

- 腹筋運動から背筋のストレッチまで幅広いリハビリ訓練の用途に活躍。
- リハビリ室での運動療法用に開発されたバックストレッチングベンチ。

▼サイズ [単位: cm]

幅	45 (全幅55)
長さ	149
高さ	64

オリジナルレザー (18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

- クッション厚: 3cm
- 重量: 約28kg



使用例▶



パワーリハビリADB
TB-831 ¥380,000 (税別)


- 腹筋と背筋を理想的な往復抵抗で腰痛改善等のリハビリトレーニング。
- 8段階調節機能付き油圧シリンダーを採用。約1~14kgの範囲で調節可能。
- 座部3cm間隔5段階高さ調節可能。背部2cm間隔5段階位置調節可能。

▼サイズ [単位: cm]

座幅	40 (全幅80)
奥行	83 (最大110)
座高	35/38 (全高109)

オリジナルレザー (18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

- クッション厚: 5cm (座部・背部)
- 重量: 約40kg



ストレッチピロー
TB-77C-161 ¥7,000 (税別)

幅: 21cm 奥行: 56cm 高さ: 1/9.5cm
ストレッチピローを背中の下に敷き、その上に寝ころぶだけ。
背骨に沿ってなめらかにカーブする曲線が背筋を伸ばして体の自然な重みで脊柱両脇を
押し、胸部を広げます。

オリジナルレザー (18色対応) ◀レザー色をご指定ください。[下記参照]

▼オリジナルレザー18色よりお選びいただけます。[ビニルレザー: 耐アルコール・抗菌・防汚・難燃・RoHS対応]



ベッドのバイオニア
embassy

株式会社エンバシー
〒663-8113 兵庫県西宮市甲子園口3-25-14
TEL 0120-64-9005 FAX 0798-64-9007